

Diamond Universal

ENGLISH



Content:

1 syringe with 2 grams and 2 tips.

Product Description:

It is a universal polishing paste produced using micronized diamond with an extra fine granulation for dental or prosthodontist use only. The product offers excellent results in polishing and shining porcelain, dental enamel, resins, composites and other restoring materials. As it is soluble in water, it helps with the lubrication during the polishing and facilitates removal at the end of the treatment. It is a uniform, high hardness, good resistance product and its medium viscosity is not affected by heat.

Indication:

The Diamond Universal paste is suitable for finishing and polishing in surfaces of restoring materials in general.

Composition:

Micronized diamond powder, mineral oil, thickener and emulsifier.

Directions for Use:

1. Make sure if the packaging was not open, if so, neglect it.
2. With the help of sanding discs or medium-grain paste, prepare the region to be polished, letting it be smooth and in the desired format.
3. After the end of the previous procedures, place a small amount of the paste on a felt disc, or if preferred, directly on the tooth or restoring material and start polishing.
4. If you have not obtained the desired result, repeat the procedure.

Warnings and Precautions:

- Restricted use, for professionals who specialize in dentistry, in accordance with local legislation;
- Rigorously follow the procedures provided in the Use Instructions;
- To avoid overheating the surface, it is recommended to use low rotation and non-continuous movements in the application of the felt on the tooth;
- It is advisable to use new felts for the polishing process, in order not to compromise the final result of the procedure;
- Dispose of the tip after use;
- Do not let product come into contact with eyes, skin and clothing;
- Do not use the product after it has passed its expiration date.
- Keep out of reach of children.

Contraindications and Collateral Effects:

It should not be used in people with reported sensitivity to its components.

Storage and Transport:

Always store the product in its original packaging, at room temperature. Protect it from direct exposure to sunlight.

Method of Discard:

Discard the product in accordance with local legislation, assuring its complete disfigurement in order to prevent its reuse and damage to the environment.

maquira

Diamond Universal

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones Consult the safety, danger and precautions information
	Manter seco Mantener seco Keep dry
	Ler as instruções de uso Leer las instrucciones de uso Read the instructions of use
	Manter ao abrigo do sol Mantener ai abrigo del sol Keep sheltered from sunlight

MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Av. Melvin Jones, 773
Parque Industrial Bandeirantes - 87070 030
Maringá - PR
Farmacêutica Responsável:
Fabiana Mamprim Grippa - CRF/PR 16.046
Registro ANVISA nº: 80322400052
Data revisão: 29/05/2018 - rev. 03



www.maquira.com.br



Cinterqual Soluções de Comércio Internacional, Ltda.
Rua Fran Pacheco, nº 220 2º andar - 2900-374
Tel/Fax: +351 2652.38237
Setúbal - Portugal



Diamond Universal

PORTUGUÊS



Conteúdo:

1 seringa com 2 gramas e 2 ponteiros.

Descrição do Produto:

É uma pasta de polimento universal, produzida com diamante micronizado, de granulação extra fina, para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos. O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Por ser solúvel em água, proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento e na remoção da pasta no final do tratamento. É um produto uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade média a pasta não é suscetível à ação do calor.

Indicação:

A pasta Diamond Universal é indicada para acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral.

Composição:

Pó de diamante micronizado, óleo mineral, espessante e emulsionante.

Modo de Uso:

1. Verificar se a embalagem não foi violada, caso tenha sido, desprezar a mesma.
2. Com o auxílio de discos de lixa ou pasta de granulação média, prepare a região a ser polida, deixando lisa e no formato desejado.
3. Após o término dos procedimentos prévios, coloque uma pequena quantidade da pasta sobre um disco de feltro, ou se preferir, diretamente sobre o dente ou material restaurado e inicie o polimento.
4. Caso não tenha obtido o resultado desejado, repita o procedimento.

Advertências e Precauções:

- Utilização restrita de profissionais especializados em odontologia, conforme legislação local;
- Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos nas Instruções de Uso;
- Para evitar o aquecimento excessivo da superfície, é recomendável utilizar baixa rotação e movimentos não contínuos na aplicação do feltro sobre o dente;
- É recomendável o uso de feltros novos para o processo de polimento, a fim de não comprometer o resultado final do procedimento;
- Descartar a ponteira após utilização;
- Não deixar que o produto entre em contato com os olhos, pele e roupas;
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade;
- Manter longe do alcance de crianças.

Contra-indicações e Efeitos Colaterais:

Não deve ser utilizado em pessoas com relatada sensibilidade aos seus componentes.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar bem fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Modo de Descarte:

Descartar de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

Diamond Universal

ESPAÑOL



Contenido:

1 jeringa con 2 gramos y 2 puntas.

Descripción del Producto:

Es una pasta de pulimento universal, producida con diamante micronizado, de granulación extra fina, para uso exclusivamente de dentistas o protésicos. El producto ofrece excelente resultado en el pulimento y brillo de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos y otros materiales restauradores. Por ser soluble en agua, proporciona facilidad en la lubrificación del proceso de pulimento y en la remoción de la pasta en el final del tratamiento. Es un producto uniforme, de alta dureza, buena resistencia y por presentar viscosidad mediana la pasta no es susceptible a la acción del calor.

Indicación:

La pasta Diamond Universal es indicada para pulimento final en superficies de materiales restauradores en general.

Composición:

Polvo de diamante micronizado, aceite mineral, espesante y emulsionante.

Modo de Uso:

1. Verificar si el embalaje no fue violado, caso haya sido, desprécielo.
2. Con el auxilio de discos de lija o pasta de granulación mediana, prepare la región a ser pulida, dejando lisa y en el formato deseado.
3. Después del término de los procedimientos previos, coloque una pequeña cantidad de la pasta sobre un disco de feltro, o si prefiera, directamente sobre el diente o material restaurado e inicie el pulimento.
4. Caso no haya obtenido el resultado deseado, repita el procedimiento.

Advertencias y Precauciones:

- Utilización restringida de profesionales especializados en Odontología, conforme la legislación local;
- Seguir rigurosamente los procedimientos entregados en las Instrucciones de Uso;
- Para evitar el calentamiento excesivo de la superficie, es recomendable utilizar la baja rotación y movimientos no continuos en la aplicación del feltro sobre el diente;
- Es recomendable el uso de filtros nuevos para el proceso de pulido, con el fin de no comprometer el resultado del procedimiento;
- Descartar la punta después de su utilización;
- No dejar que el producto entre en contacto con los ojos, piel o ropas;
- No utilizar el producto del plazo de validez;
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Contraindicaciones y Efectos Colaterales:

No debe ser utilizado en personas con relatada sensibilidad a sus componentes.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar el producto siempre en su envase original, cerrada, a temperatura ambiente. Proteger de la incidencia directa de la luz del sol.

Modo de Descarte:

Descartar de acuerdo con la legislación local, asegurando su completa desnaturalización a fin de impedir su reutilización y daños ambientales.

