

Poligloss

Pt

Pasta para polimento à base de óxido de alumínio para uso geral em clínica odontológica e em trabalhos laboratoriais. Poligloss propicia um excelente brilho em compósitos, amálgama e esmalte dental.

Uso: A pasta Poligloss deve ser utilizada em conjunto com discos de feltro, para potencializar sua ação no polimento final. Preparar a região a ser polida, deixando-a lisa e com a anatomia desejada. Encaixar o disco na extremidade do mandril. Dispensar a pasta sobre o disco, ou diretamente sobre o dente ou material restaurador. Aplicar o produto em rotação baixa, exercendo pouca pressão, com toques intermitentes e em movimentos circulares. Após o procedimento, recomenda-se enxágue com jato de água e sucção.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Use proteção ocular para se proteger contra partículas (dentistas e pacientes). Use uma máscara para evitar a inalação de partículas. Seguir as instruções de uso para prevenir o aquecimento excessivo da superfície. Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada.

Princípio físico de funcionamento: Os discos absorvem a pasta de polimento que em atrito com a superfície dos dentes e materiais restauradores proporcionam o polimento.

Armazenamento: Armazenar entre 15°C e 30°C (59°F e 86°F), em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Composição: Polietilenoglicol, óxido de alumínio, glicerina e aromatizante.

Poligloss

En

Aluminum oxide-based polishing paste for general use in dental offices and dental laboratories. Poligloss provides an excellent gloss in polishing composite resins, amalgam, and dental enamel.

Use: Poligloss paste should be used with felt discs to enhance its action on providing the final polishing. Prepare the area to be polished, by modeling it and finishing it to achieve the desired anatomy and a smooth surface. Fit the disc into the mandrel. Apply the paste on the disc, or directly on the tooth or the restorative material. Apply the product using a low speed and applying low pressure, with intermittent strokes and circular movements. After the procedure, rinsing with water jet and suction is recommended.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use. Single use only. Its reuse can cause cross contamination. The product should not be applied in patients allergic to any of its components. Wear protective goggles to shield against particles (dentists and patients). Wear a surgical mask to avoid inhalation of particles. Follow the instructions for use to prevent excessive heating of the surface. Keep the product tightly sealed in its original packaging.

Physical principle of operation: The discs absorb the polishing paste, and the friction with tooth surfaces and restorative materials provides the polishing action.

Storage: To be stored between 15°C and 30°C (59 °F and 86 °F), in dry place and protected from sunlight.

Composition: Polyethylene glycol, aluminum oxide, glycerin and flavoring agent.

Poligloss

Es

Pasta para pulido a base de óxido de alumínio para uso general en clínica odontológica o en trabajos de laboratorio. Poligloss proporciona un excelente brillo en resina compuesta, amalgama y esmalte dental.

Uso: La pasta Poligloss debe ser utilizada en conjunto con discos de fieltro, para potencializar su acción en el pulido final. Preparar el área a ser pulida, dejándola lisa y con la anatomía deseada. Encajar el disco en la extremidad del mandril. Colocar la pasta sobre el disco o directamente sobre el diente o el material restaurador. Aplicar el producto utilizando baja rotación, ejerciendo poca presión, con toques intermitentes y movimientos circulares. Después del procedimiento, se recomienda enjuagar con chorro de agua y succión.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En casos de alergia comprobada a cualquiera de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Use protección para los ojos para proteger contra partículas (dentistas y pacientes). Use una máscara quirúrgica para evitar inhalar partículas. Seguir las instrucciones de uso para prevenir el calentamiento excesivo de la superficie. Mantener el producto en su embalaje original, siempre bien cerrado.

Principio físico de funcionamiento: Los discos absorben la pasta de pulido que, en fricción con las superficies de los dientes y los materiales restauradores, proporciona el pulido.

Almacenamiento: Almacenar entre 15°C y 30°C (59°F y 86°F), en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

Composición: Polietileno glicol, óxido de aluminio, glicerina y aroma.

Poligloss

Fr

Pâte de polissage à base d'oxyde d'aluminium pour utilisation générale en clinique dentaire et en laboratoire. Poligloss assure une excellente luminosité en composites, en amalgame et dans l'émail dentaire.

Usage: La pâte Poligloss doit être utilisée conjointement avec des disques en feutre, ce qui améliore son effet sur le polissage final des matériaux de restauration. Préparer la zone à polir, en la lissant et avec l'anatomie souhaitée. Fixer le disque à l'extrémité du mandrin. Répartir la pâte sur le disque, ou directement sur la dent ou le matériaux de restauration. Appliquer le produit à vitesse réduite, exerçant une légère pression avec des touches intermittentes et des mouvements circulaires. Après la procédure, il est recommandé de rincer avec un jet d'eau et une aspiration.

Advertissements, précautions et restrictions: Utilisation professionnelle. Usage unique. La réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Si une allergie à un des composants est confirmée, le produit ne doit pas être utilisé. Utilisez une protection oculaire pour vous protéger contre les particules (dentistes et patients). Portez un masque chirurgical pour éviter d'inhaler les particules. Suivre les instructions d'utilisation pour éviter un échauffement excessif de la surface. Conserver le produit dans son emballage d'origine toujours bien fermé.

Principe physique de fonctionnement: Les disques absorbent la pâte de polissage qui, en frottement avec la surface des dents et les matériaux de restauration, fournissent le polissage.

Stockage: Il doit être conservé entre 15°C et 30°C (59°F et 86°F), dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière solaire.

Composition: Polyéthylène glycol, oxyde d'aluminium et aromatisants.

Poligloss

De

Polierpaste aus Aluminiumoxid für den Allgemeinen Einsatz in Zahnkliniken und Labors. Poligloss verleiht Kunstharz, Amalgam und Zahnlacken Hochglanz.

Anwendung: Die Paste Polyloss ist zusammen mit Scheiben aus Filz oder Samtscheiben einzusetzen, da diese die Ergebnisse in der Feinpolitur der Füllmaterialien verbessern. Die zu behandelnde Stelle vorbereiten, glätten und in die gewünschte Form bringen. Die Scheibe am Ende der Spindel einrasten. Die Paste auf die Scheibe oder direkt auf den Zahn oder das Füllmaterial bringen. Das Produkt bei niedriger Drehzahl mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen und wiederholtem Kontakt aufbringen. Nach dem Eingriff wird empfohlen, mit Wasserstrahl zu spülen und abzusaugen.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Nur für den professionellen Gebrauch. Einmaliger Gebrauch. Die Wiederverwendung kann zu Kreuzkontamination führen. Bei nachgewiesenen Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht eingesetzt werden. Verwenden Sie (Zahnärzte und Patienten) Augenschutz, um sich vor Partikeln zu schützen. Tragen Sie eine Mundmaske, um das Einatmen von herumfliegenden Partikeln zu vermeiden. Die Gebrauchsanweisung beachten, um eine Überhitzung der Oberfläche zu vermeiden. Das Produkt immer in der gut verschlossenen Originalverpackung aufbewahren.

Technische Anwendungsprinzipien: Die Scheiben saugen die Paste auf, welche die Oberfläche der Zähne und Füllmaterialien durch Abrieb poliert.

Lagerung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Zwischen 15°C (59°F) und 30°C (86°F) lagern.

Zusammensetzung: Polyethylenglykol, Aluminiumoxid und Aromastoffe.

It

Poligloss

Pasta lucidante a base di ossido di alluminio per uso generale in clinica odontoiatrica e attività di laboratorio. Poligloss fornisce ottima lucentezza in compositi, amalgama e smalto dentale.

Uso: La pasta Poligloss deve essere utilizzata in combinazione con dischi di feltro, che ne esalta la sua azione nella lucidatura finale dei materiali di restauro. Preparare l'area da lucidare, lasciandola liscia e all'anatomia desiderata. Incastrare il disco nell'estremità del mandrino. Erogare la pasta sul disco, o direttamente sul dente o materiale da restauro. Applicare il prodotto a bassa rotazione, facendo poca pressione, con tocchi intermittenti e in movimento circolare. Dopo la procedura, si consiglia di risciacquare con getto d'acqua e aspirazione.

Avvertenze, Precauzioni e Restrizioni: Uso professionale. Monouso. Il riutilizzo può causare contaminazione incrociata. Quando si verifica un'allergia comprovata a uno dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato. Utilizzare una protezione per gli occhi per proteggersi dalle particelle (dentisti e pazienti). Indossare una maschera per evitare l'inalazione di particelle. Seguire le istruzioni per l'uso per evitare un eccessivo riscaldamento della superficie. Conservare il prodotto ermeticamente chiuso nella sua confezione originale.

Principio Fisico di Funzionamento: I dischi assorbono la pasta lucidante che, quando in attrito contro la superficie dei denti e materiali da restauro, forniscono lucidatura.

Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, protetto dalla luce solare. Esso deve essere conservato a 15°C a 30°C (59°F a 86°F).

Composizione: Polietilenglicole, ossido di alluminio e aromatizzante.

Ref. / Réf. / Rif. 3042 | Código / Code / Codice 0001050000

Conteúdo / Contenido / Content / Contenu / Inhalt / Contenuti /

3g de pasta de polimento de uso geral / 3g de pasta de pulimento de uso general / 3g of polishing paste / 3g de pâte de polissage / 3 g Allzweck-Polierpaste / 3 g di pasta lucidante

Versão / Versión / Version / Versione - 02 - 04/2021

MD Dispositivo Médico Medical Device
Dispositivo Mediale Dispositif Medical Medizingprodukt



■ Fabricante/Manufacturer: TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60

XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC - Brasil

Resp. Téc.: Gisele Karina Gruber - CREA/SC 179557-7

Reg. ANVISA 10291220058

☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

